



DE

Matratzen und Zubehöre für Klinik- und Pflegebetten

Völker. Nah am Mensch

VÖLKER

Durchdacht bis ins Detail

Liegen auf höchstem Niveau – die Kombination macht den Unterschied.

Völker Liegeflächensysteme bestehen aus drei Komponenten: Dem 4-fach geteilten Rahmen, verschiedenen Liegeflächen-Optionen sowie einem hochwertigen Matratzen-Portfolio. Alle Elemente sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen so für gesundheitsförderndes, komfortables Liegen und sind dabei für die anspruchsvollen hygienischen Anforderungen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen konzipiert. Wie alle Völker Produkte werden auch unsere Liegeflächensysteme nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

Nicht vergessen!

Als Teil des Liegeflächensystems spielt die Matratze eine wichtige Rolle für den Liegekomfort. Gehen Sie nach vielen Jahren der Nutzung keine Kompromisse ein und tauschen Sie Matratzen nach spätestens 10 Jahren aus.

Für jede Liegefläche und Anforderung die richtige Matratze

Das Völker Matratzen-Portfolio umfasst vier Modelle, die ausschließlich nach höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Materialien gefertigt werden. Wählen Sie die Matratze aus, die Ihre Anforderungen optimal erfüllt. Diese sind auf die Völker Liegeflächen

abgestimmt und passen sich bei der Verstellung neuen Positionen an. Sie bieten Patienten und Bewohnern ein Maximum an Schlaf- und Liegekomfort und erfüllen alle Hygieneanforderungen des Klinik- und Pflegealltags.

All-in-One Hygienekonzept

Die Comfort 2000 ist auch in der hygienisch optimierten **Shield**-Variante erhältlich.


- ✓ Viren- und bakteriendichter Hygiene-Bezug mit antibakterieller Ausstattung.
- ✓ Bezug dampfsterilisierbar im Autoklaven, waschbar und chemisch reinigungsbeständig.
- ✓ Wasserdichter Reißverschluss und verschweißte Nähte.



Unterstützung für Fersen und Fußknöchel durch spezielle Entlastungszone im Fersenbereich.



Bewegungsfreiheit und Druckentlastung durch 2-Schicht-Aufbau des hochelastischen HR-Kaltschaums.



Matratzen
spätestens nach
10 Jahren
austauschen



Völker Comfort 2000

Körperanpassung und
Reduktion von Auflagedruck.



Weniger Feuchtigkeitsbildung durch voneinander unabhängige Würfel, die die Luftzirkulation fördern.



Sicheres Sitzen auf der Bettkante und erleichtertes Aus- und Einsteigen durch verstärkte Randzone.



Gibt taktile Reize der Völker Flügel-Liegefläche optimal weiter.



Geprüft durch Berlin Cert und in die Druckentlastungsklasse D eingestuft.



Von Öko-Tex für Produktklasse I für Produkte für Babys geprüft und zertifiziert.

Weitere Matratzen und Zubehör aus dem Völker Programm:

Völker Basic 1000

Die hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 1-Schicht-Aufbau lässt sich zweiseitig verwenden, bleibt dabei formstabil und bietet besten Komfort und Druckentlastung sowie ein optimales Einsink- und Abstützverhalten durch hochwertigen Kaltschaum.




Völker Visco 3000

Die hochelastische HR-Kaltschaummatratze im 2-Schicht-Aufbau weist eine Mittelzone aus visco-elastischem Spezialschaum auf, der sich den Körperkonturen anpasst und den Auflagedruck reduziert. Die besonders verstärkten Randzonen verringern das Einsinken und erleichtern ein Abstützen auf der Bettkante.



Völker Pro-Visco 4000

Die supersofte Komfortzone sorgt für schonende Unterstützung von Fersen und Fußknöcheln. Die verstärkten Randzonen erhöhen die Sicherheit beim Ein- und Ausstieg. Die Matratze wurde durch Berlin Cert in die Druckentlastungsklasse H eingestuft.



Evakuierungsbezug

Der rutschfeste Völker Evakuierungsbezug lässt sich für den sicheren Transport Ihrer Patienten einfach auf alle herkömmlichen Matratzen auf- und abziehen. Der Bezug ist mit reißfesten Sicherheitsgurten ausgestattet, die sich per Klettverschluss leicht verstauen lassen. Zusätzlich ist er mit allen üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar und kann bei bis zu 95° Grad gereinigt werden.



Matratzenkeile

Für die Völker-Bettverlängerungen an Pflege- und Klinikbetten sind passgenaue Einsätze erhältlich. Unser Kundenservice berät Sie gerne bei der Auswahl des korrekten Artikels für Ihr Bett.





Matratzen-Modell

	Völker Basic 1000	Völker Comfort 2000	Völker Visco 3000	Völker Pro-Visco 4000
Aufbau und Material	1-Schicht HR-Kaltschaum	2-Schicht HR-Kaltschaum	2-Schicht HR-Kaltschaum	3-Schicht HR-Kaltschaum
Min. Patientengewicht	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg
Max. Patientengewicht	195 kg	195 kg	195 kg	195 kg
Höhe*	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm **
Breite*	88 cm	88 cm	88 cm	88 cm
Länge	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Eigengewicht der Matratze	9,6 kg	9,8 kg	9,8 kg	10 kg
Visco	-	-	✓	✓
Zweiseitig verwendbar	✓	-	-	-
Randzonenverstärkung	-	✓	✓	✓
Breite der Randzonenverstärkung	-	10 cm	10 cm	10 cm
Oberschicht RG / Stauchhärte kPa	RG 40 / 4,0 kPa	Würfel RG 50 / 3,0 kPa	Visco RG 50 / 1,5 kPa	Visco RG 50 / 1,5 kPa
Mittelschicht RG / Stauchhärte kPa	-	-	-	RG 60 / 2,5 kPa
Unterschicht RG / Stauchhärte kPa	-	RG 30 / 3,4 kPa	RG 40 / 4,0 kPa	RG 50 / 4,0 kPa
Fersenzone RG / Stauchhärte kPa	-	Softline RG50 / 1,5 kPa	-	Softline RG50 / 1,5 kPa
Randzone RG / Stauchhärte kPa	-	RG 40 / 6,0 kPa	RG 40 / 6,0 kPa	RG 50 / 5,0 kPa
Druckentlastungsklasse 	-	D (geprüft durch BerlinCert)	-	H (geprüft durch BerlinCert)
Röntgendurchlässig und latexfrei	✓	✓	✓	✓
Schwerentflammbar DIN EN 597-1/-2***	✓	✓	✓	✓
Kern bis zu 75 °C autoklavierbar	✓	✓	✓	✓
Shield Hygiene-Variante	-	○	-	-

✓ Standard - Nicht verfügbar ○ Optional

* Alle Matratzen sind auch in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich - passend zu den Maßen der Liegeflächen.

** Auch in 14 cm Höhe verfügbar. *** Ebenfalls BS 7175 Crib 5+7.



Zusätzlicher Komfort bei Tag und Nacht

Kleine Helfer für den Alltag.

Zubehöre können praktische Helfer sein und für Patienten und Bewohner mehr Lebensqualität bedeuten. Die Leuchte Maya bietet beispielsweise nicht nur angenehmes Leselicht, sondern wichtige Orientierung im Dunkeln.


Unbemerkt Verlassen des Bettes – insbesondere in Kombination mit nächtlicher Dunkelheit – ist für Bewohner eine häufige Ursache von Sturzverletzungen. Die optionalen Völker Sensify Assistenz-Systeme können mehr Sicherheit bieten.

Tablet- und Smartphone-Halter ermöglichen es, bequem vom Bett aus zu telefonieren, das Internet zu nutzen und mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.

Die Völker Sensify Bett-Sensoren werden einfach in die Flügel-Liegefläche eingeklipst und mit dem Funk-Empfänger gekoppelt. Erfahren Sie in Videos mehr über die Einsatzmöglichkeiten der Sensify Assistenz-Systeme:



Die Bettleuchte Maya ist als Nachtorientierungs- oder Leselicht konzipiert. Das komplett gekapselte Leuchtmittel macht die Reinigung leicht. Ein weiterer Vorteil: die Leuchte ist mit dem Sensify Lichtpaket kompatibel.





Mitgedacht und angebracht:
Unsere Tablet- und Smartphone-
Halter bieten besonderen Komfort
bei der Nutzung digitaler Geräte.
Einfach einstecken – fertig.



24/7

**IMMER
ERREICHBAR**



**SERVICE
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT**

**Hauptsitz
Völker GmbH**
Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630