

An elderly man with white hair, wearing a blue long-sleeved shirt and dark trousers, is sitting on a hospital bed. He is holding an open book and looking down at it. A bedside lamp with a curved arm is positioned above him, casting a soft light. The bed has white linens and a pillow. In the background, there is a small table with a framed picture on it. The overall atmosphere is calm and focused.

Zubehör Pflegebetten

2080 / 3080 / 5384

Völker Zubehör

Pflegebetten 2080, 3080 und 5384.

Alle Völker Zubehörteile lassen sich durch einfaches Einstecken bzw. Einhängen in die integrierten Aufnahmhülsen, -halterungen und -schienen befestigen.

Die folgenden Seiten geben Ihnen einen detaillierten Überblick, welches Zubehörteil für welches Pflegebett erhältlich ist.

Pflegebedürftige Menschen haben besonderen Anspruch auf Respekt und Achtung ihrer Würde. Genauso haben Pflegende ein Recht auf Arbeitsmittel, die ihnen die tägliche Arbeit so gut wie möglich erleichtern. Dafür denken, entwickeln und fertigen wir.

Handschalterhalterung für das 3080.















Mitgedacht und angebracht:
Unsere Tablet- und Smartphone-
Halter bieten besonderen Komfort
für Bewohner bei der Nutzung
digitaler Geräte.



Ausstattung		Art.-Nr.	2080	3080	5384
	Aufrichter mit Haltegriff Material: pulverbeschichtet	PZP-3060	✓	✓	✓
	Aufrichter mit Haltegriff Mit einer Hand verstellbar Material: pulverbeschichtet	PZP-3060/2	✓	✓	✓
	Einsteckscheibe 1 Stück Material: Edelstahl und Hochdrucklaminat (HPL)	PZK-969/2	-	✓	✓*
	Einsteckscheibenbezug 1 Stück Farbe: Braun	PZP-3059	-	✓	✓*
	Einsteckscheibenhalter	PZP-3070	-	✓	✓*
	Universalgurthalterung 1 Paar				
	Werkzeuglos versetzbar	PZK-972/3	✓	✓	-
	Fest verschraubt	PZK-972/4	✓	✓	-
	Halter für Gehhilfe 1 Paar	PZP-965	✓	✓	✓
	Handschaltherhalterung	PZK-1044/3	-	✓	-
	Kabelhalter Care Clip Zur Kabelführung am Aufrichter für z.B. Schwesternruf	KT3859	✓	✓	✓
	Infusionshalter Für Aufrichter PZP-3060	PZP-3055/2	✓	✓	✓
	Infusionsständer Mit einer Hand verstellbar Tragkraft pro Haken 2 kg Material: Edelstahl *Adapter PZP-5084 notwendig	PZP-3057	✓	✓	✓
	ISO-Normschiene Material: Edelstahl				
	Länge: 40cm	PZK-1083/6	✓	✓	-
	Länge: 60cm	PZK-1083/8	✓	✓	-

Bei manchen Zubehörteilen richtet sich die Verfügbarkeit auch nach Herstellungsjahr und Konfiguration Ihres Bettes. Sie möchten genau wissen, welche Zubehörversionen für Ihr Völker Bett geeignet sind? Dann überprüfen Sie bitte die Seriennummer Ihres Bettes und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Ausstattung		Art.-Nr.	2080	3080	5384
	Seitengitterschutzbezug Für Bettenlänge: 200cm Höhe der Seitensicherung: 34 cm Farbe: Braun	PZP-2056-2.0	✓	-	-
	Seitengitterschutzhauben Für Bettenlänge: 200cm Höhe der Seitensicherung: 34 cm Farbe: Braun	PZP-3056_C_2.0	-	✓	✓*
	Universalhaken 1 Paar	PZK-1043	✓	✓	-
	Universalhaken 1 Paar Für ISO-Normschienen	PZK-943	✓	✓	✓
	Urinflaschenkorb Zum Einhängen in Zubehörschiene Material: Chrom	PZK-1040	✓	✓	-
	Urinflaschenkorb Wird in die Aufnahmehülse eingesteckt Material: Chrom	PZK-1040/2	-	✓	✓*
	Wandabweisrollen Vertikal	PZP-3068	✓	✓	✓
	Wandabstandshaltersatz kopfseitig	PZP-3078	-	-	✓
	Wandabstandshaltersatz längsseitig	PZP-3079	-	-	✓
	Leuchte Maya Wird mit Adapter hinter das Kopfteil gesteckt	PMAYA02	✓	✓	✓
	Tablet-Halter In die Handschalter-Aufnahme steckbar	PZK-1092	-	✓	✓
	Handy-Halter In die Handschalter-Aufnahme steckbar	PZK-1093	-	✓	✓

✓ verfügbar - nicht verfügbar * nicht bei feststehenden Seitensicherung

24/7

**IMMER
ERREICHBAR**



**SERVICE
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT**

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630